



Grösse / Size	Artikelnummer / Article no.
50-100x80	30.101.8171
80-130x80	30.101.8172

Erstellt <i>Prepared</i>	02.12.2009	PW	Benennung / Description Keil für Fussauflage Wedge for footrest	Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i>
Geändert <i>Modified</i>		-				
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	01.02.2010	TN				
Status <i>Status</i>						
LEVO . ^{dt} THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Combi	50.068.0490	1 / 1 Index / Rev.